

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Государственное учреждение «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии»
 Адрес: 222603 Минская область г. Несвиж, ул. Сырокомли, 29, тел. 2-47-66, тел. 2018-00
Лабораторный отдел Несвижского РГЦ и Э аккредитован государственным предприятием «БГЦА» на
соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007.
Аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.1372 действует до 20.07.2021.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач

И.Г. Шиманская

« 05 » 06 2020г.

Протокол испытаний
от 05 июня 2020 г.

Наименование образцов, их идентификационные номера	Икра улитки Helix Aspersa Muller соленая
Изготовитель, адрес	г. Несвиж, ул. Горького, 8
Заявитель на проведение испытаний, адрес	Физическое лицо Станиславчик П.В.
Наименование ТНПА устанавливающего требования к образцам	Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 г. №52, с изменениями и дополнениями, утв. Постановлением МЗ РБ от 22.04.2014 №29, Постановлением МЗ РБ от 22.11.2016г. №120
Наименование ТНПА устанавливающего требования к отбору образцов	ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»
Дата получения образца	01.06.2020. время доставки 10.00
Даты проведения испытаний	01.06.2020г. – 05.06.2020г.
Условия хранения пробы до начала испытаний	Холодильник для хранения образцов t +4°
Место отбора образцов, кем отобраны образцы, Ф.И.О. отобравшего, № акта отбора	г. Несвиж, ул. Горького, 8, физическое лицо Станиславчик П.В. в 9.30 01.06.2020г.
Условия окружающей среды	Температура: 21,1-21,8° Влажность: 45,9-51,2%
Примечания	По заявке на оказание платных услуг

Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые при проведении испытаний

№ п/п	Наименование средств измерений, испытательного оборудования	Заводской №	Номер свидетельства (аттестата), срок действия проверки (аттестации)
1.	Термостат ТС-1/80-СПУ	20703	№ А-596/18
2.	Термостат ТС-1/80-СПУ	56331	клеймо
3.	Термостат 2Ц-450М	16	№А-598/18
4.	Весы Scont (SJX1502)	B713878343	№4139м до 21.12.2020г
5.	Термогитрометр ИВА-6	7800	Клеймо (1 ВСА 8) 05.08.2020г.

Описание образца:

Икра улитки Helix Aspersa Muller соленая, доставлено на исследование 0,2 кг


Протокол испытаний от 05.06.2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

№ пробы	Наименование образцов продукции	ТНПА, регламентирующие методику проведения испытаний	Наименование показателей качества по ТНПА	Значение показателей по ТНПА	Фактическое значение показателей
1	2	3	4	5	6
б/н	Икра улитки Helix Aspersa Miler солёная	ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella».	Патогенные в т. ч. сальмонеллы	Н. д. в 25,0г	Н. о.
		Инструкция по применению № 81-0904 от 17.10.2004г «Организация контроля и методы выявления бактерий L.monocytogenes в пищевых продуктах»	Listeria monocytogenes	Н. д. в 25,0г	Н. о.

н. д.- не допускается; н. б. – не более; н. о – не обнаружено


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Исследованный образец икры улитки Helix Aspersa Miler солёной соответствует требованиям Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013г. №52 с изменениями и дополнениями, утв. Постановлением МЗ РБ от 22.04.2014г. №29 Постановлением МЗ РБ от 22.11.2016г. № 120 по проверенным показателям.

Врач – гигиенист:  Ж.Н.Чернова

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы

Испытания провели: Фельдшер - лаборант:  Н. В. Богданович

Протокол испытаний проверил:

Руководитель системы менеджмента:  И.В. Краснобородько

Ответственный за оформление протокола: И.В.Краснобородько

данный протокол оформлен на 2-х страницах в 2 экземплярах:

1 экз. – Физическое лицо Станиславчик П.В.

1 экз. - Несвижский РЦГ и Э

размножение протокола возможно только с разрешения руководителя системы менеджмента

место штампа: